



АЛКОТЕКТОР
ЗА ТРЕЗВОСТЬ НА ДОРОГАХ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕКТОР»
(ООО «АЛКОТЕКТОР»)

Адрес места нахождения: 191036, Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10 Литер А, пом. 2-Н,
Почт. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7,
телефон/факс (812) 320-22-97, e-mail: info@alcotector.ru, www.alcotector.ru
ОКПО 82139963; ОГРН 1077847551429; ИНН/КПП 7842365421/784201001

Исх. № 125 от 19.10.2021

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

[УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в эксплуатационную документацию]

Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K
Изготовитель: **Shenzhen Well Electric Co., Ltd., Китай**

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

к документу «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K. Руководство по эксплуатации», 2020 г.»

Дата выпуска – 19.10.2021

Дата введения – 09.03.2022

Настоящим уведомляем о внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K (далее – анализаторы), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 63415-16 и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07763). Изменения не связаны с изменениями технических, метрологических и иных характеристик анализаторов, порядка использования анализаторов, их технического обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации. Ниже приведен текст изменений.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ к документу

«Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K.
Руководство по эксплуатации», 2020 г.»

1 Следующие изменения распространяются на вновь выпускаемые анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K, начиная с заводского номера 905448:

Введение. Третья страница. Второй абзац. Исключить слова «Портативный автоматический».

Введение. Четвертая страница. Третий абзац. Слово «свидетельства» заменить на «сертификата».

Введение. Четвертая страница. Третий абзац. Исключить слова «в разделе «Разрешительные документы».

Введение. Четвертая страница. Третий абзац. Сноску 1 установить у адреса сайта в сети интернет «www.alcotector.ru».

Введение. Сноска 1. Слова «требуемого раздела» заменить на «требуемой информации».

Пункт 1.1. Дополнить пунктами 1.1.11 и 1.1.12 следующего содержания:

« 1.1.11 Анализатор предназначен для продолжительного режима работы.

1.2.12 Уровень шума, создаваемого анализатором, не превышает 35 дБА.»

Пункт 1.2.11.1. Изложить в следующей редакции:

«1.2.11.1 Характеристики сетевого адаптера питания:

– номинальное входное напряжение, В ~: 100-240;

– диапазон изменений входного напряжения, В ~: 90-264;

– частота, Гц: 50/60;

– выходное напряжение, В ===: 12;

– выходной ток, А, не менее: 2;

– класс защиты от поражения электрическим током: II;

– рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С: от 0 до 40.

Пункт 1.2. Дополнить пунктом 1.2.26 следующего содержания:

«1.2.26 Весогабаритные характеристики комплектующих и принадлежностей приведены в Приложении Г».

Пункт 1.3.2. Изложить в следующей редакции:

« 1.3.2 Комплект поставки анализатора приведен в таблице 3.

Таблица 3





Наименования	Количество
Анализатор	1 шт.
.Мундштуки	105 шт.
Мундштук-воронка	1 шт.
Аккумуляторный блок	1 шт.
Сетевой адаптер питания	1 шт.

Бортовой адаптер питания	1 шт.
Кабель USB	1 шт.
Термобумага	6 шт.
Чехол	1 шт.
Кейс	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.
Методика поверки МП-242-1956-2015	1 экз.
Примечания: 1 В комплект поставки входят мундштуки, поставляемые изготовителем, и/или мундштуки по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015), исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями». 2 При поставке анализатора один рулон термобумаги устанавливается в принтер. 3 Руководство по эксплуатации и Методика поверки могут поставляться в виде единой брошюры.	

Принадлежности:

Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015), исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями».

Пункт 1.5.1. Шестой абзац. Изложить в следующей редакции:

«краткая инструкция (с применением графических изображений:  - кнопка включения/выключения;  - иконка пуска меню режима измерения;  - виртуальная кнопка управления перехода в следующее окно меню;  - клавиша ввода на кнопочной клавиатуре);».

Пункт 1.5.1. Восьмой абзац. Изложить в следующей редакции:

«месяц и год изготовления».

Пункт 1.5. Дополнить пунктом 1.5.4 следующего содержания:

« 1.5.4 Перечень знаков и символов, применяемых в маркировке комплектующих и принадлежностей, и их объяснение приведено в Приложении Д».

Пункт 2.1.1. Номер подпункта «2.1.13» заменить на «2.1.14».

Пункт 2.1.9. Дополнить абзацем следующего содержания:

«ВНИМАНИЕ! Средством электрического отделения анализатора от всех полюсов питающей сети при питании анализатора от сетевого адаптера является сетевая вилка».

Пункт 2.1. Дополнить пунктом 2.1.14 следующего содержания:

«При эксплуатации требуется обеспечить условия для исключения падения анализатора из рук пользователя во избежание его повреждения. Изготовление корпуса анализатора из ударопрочного материала и без острых выступов снижает опасность повреждения острыми выступами или осколками при падении анализатора. Для дополнительной защиты можно применять анализатор, помещенный в чехол».

Пункт 3.4.4. Дополнить пунктом 3.4.4.2 следующего содержания:

« 3.4.4.2 Замена литиевой батареи производится в случае, если остановились часы реального времени (текущие дата и время не устанавливаются)».

Пункт 3.4.7.4. Второй абзац. Последнее предложение. Дополнить словами «, например, 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос»».

Пункт 4.1. Дополнить пунктом 4.1.4 следующего содержания:

«После транспортирования в условиях отрицательных температур рекомендуется выдержать анализатор в условиях эксплуатации не менее часа перед включением. В случае, если при включении на экране анализатора появляется сообщение «Низкая температура», время выдержки следует увеличить до двух часов».

Пункт 4.2. Дополнить пунктами 4.2.7 и 4.2.8 следующего содержания:


«4.2.7 Хранение анализаторов должно осуществляться в упаковке с размещением на стеллажах не более чем в три раза.

4.2.8 Временная противокоррозионная защита не требуется».

Пункт 4.3. Изложить в следующей редакции:

«4.3.1 Для предотвращения потенциально вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека анализатор не допускается утилизировать с твердыми бытовыми отходами, а следует утилизировать в соответствии с правилами, предусмотренными в СанПиН 2.1.3684-21 для класса Г.

Электротехнические и электронные устройства должны утилизироваться через специальные организации, указанные местными органами власти, но не вместе с бытовыми отходами.

4.3.2  В медицинских учреждениях использованные мундштуки следует утилизировать в соответствии с правилами, предусмотренными в СанПиН 2.1.3684-21 для класса Б».

Приложение А. Пункт 4. Изложить в следующей редакции:

«Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Руководство по эксплуатации дополнить Приложением Г:






**«Приложение Г
(СПРАВОЧНОЕ)
Весогабаритные характеристики**

Наименование характеристики	Значение
Мундштук	
Длина, мм, не более	111
Габаритный размер в поперечном направлении, мм, не более	16
Масса, г, не более	5
Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015), исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями»	
Длина, мм, не более	111
Габаритный размер в поперечном направлении, мм, не более	16
Масса, г, не более	5
Мундштук-воронка	
Длина, мм, не более	53
Габаритный размер в поперечном направлении, мм, не более	40
Масса, г, не более	5
Термобумага	
Ширина, мм	56±2
Внешний диаметр, мм	24±2
Масса, г, не более	25
Аккумуляторный блок	
ДхШхВ, мм, не более	82x67x22
Масса, г, не более	200
Сетевой адаптер питания	
ДхШхВ (корпуса), мм, не более	100x60x85
Длина кабеля, м, не более	3
Масса, г, не более	300
Бортовой адаптер питания	
ДхШхВ (корпуса), мм, не более	100x35x35
Длина кабеля, м, не более	3
Масса, г, не более	150
Кабель USB	
Длина кабеля, м, не более	3
Масса, г, не более	150
Чехол (в сложенном виде)	
ДхШхВ, мм, не более	250x100x50
Масса, г, не более	250
Кейс	
ДхШхВ, мм, не более	500x400x200
Масса, кг, не более	2,0

Руководство по эксплуатации дополнить Приложением Д:

**«Приложение Д
(СПРАВОЧНОЕ)**

Знаки и символы, применяемые в маркировке

	Знак утверждения типа
	Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза
	Кнопка включения/выключения
	Символ изделия типа В
IP20	Символ классификации по степени защиты от проникновения воды и твердых частиц
	Иконка пункта меню режима измерения

	Виртуальная кнопка управления перехода в следующее окно меню
	Клавиша ввода на кнопочной клавиатуре
12 V  2A	Номинальное значение характеристик питания и род тока
	Название и адрес изготовителя
	Запрет на повторное применение
	Не стерильно
	Не использовать при повреждении упаковки
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Обратитесь к инструкции по применению
	Год изготовления
	Номер партии
	Не сжигать
	Знак соответствия для изделий, распространяемых на европейском рынке
	Символ утилизации в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС
	Знак вторичной переработки
	Символ электрического изделия класса II
	Графический символ изделия для применения внутри сухих помещений
	Символ утилизации в соответствии с Директивой 2012/19/EU
	Обозначение положительной полярности
RoHS	Информационный знак, свидетельствующий об ограничении содержания опасных веществ

Генеральный директор

А. С. Сидоров

