

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «АЛКОТЕКТОР»



А. С. Сидоров
«25» ноября 2016 г.


Страница № 1, страниц 2

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

к документу «Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе
АЛКОТЕКТОР Mark V. Паспорт», 2013 г.

Дата введения – 21.03.2017

1 Следующие изменения распространяются на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V, находящиеся в эксплуатации на момент введения настоящего изменения, а также на вновь выпускаемые:

Титульный лист. Дополнить знаком соответствия в системе ГОСТ Р: 

Титульный лист. Название документа. Слова «Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V» заменить на «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V».

Часть 1. Пятый абзац. Исключить слово «фирма». Слово «КНР» заменить на «Китай».

Часть 1. Шестой абзац. Изложить в следующей редакции:

«Адрес: 1-2F, No. 227, Hexicun, Hengkeng, Guanlan Town, Longhuaxinqu, Shenzhen City, China, Tel: 86-755-83160728, Fax: 86-755-83160467».

Часть 1. Третий абзац снизу. Слово «Поставщик» заменить на «Уполномоченный представитель изготовителя».

Часть 1. Последний абзац. Слова «Почтовый адрес» заменить на «Адрес места нахождения».

Пункт 2.16. Изложить в следующей редакции:

«Электрическое питание анализатора может осуществляться от сети переменного тока с напряжением питания 230 ± 23 В частотой 50 ± 1 Гц (через сетевой адаптер питания), от бортовой сети автомобиля с напряжением от 10,8 до 16,5 В (через бортовой адаптер питания) или от элементов питания, указанных в таблице 3».

Пункт 3.1. Таблица 4. Изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Анализатор	1 шт.
2	Мундштук	105 шт.
3	Мундштук-воронка	1 шт.
4	Батареи питания типа AAA 1,5 В	4 шт.
5	Кейс для транспортировки анализатора	1 шт.
6	Чехол	1 шт.
7	Руководство по эксплуатации	1 экз.
8	Паспорт	1 экз.
9	Методика поверки МП-242-1524-2013	1 экз.

Примечания:

- 1 При эксплуатации анализатора мундштуки поставляются по отдельным заказам.
- 2 По дополнительному заказу поставляются:
 - сетевой адаптер питания
 - бортовой адаптер питания
 - перезаряжаемые аккумуляторы типа AAA 1,2 В с зарядным устройством для аккумуляторов.
- 3 Руководство по эксплуатации и Методика поверки могут поставляться в виде одной брошюры.

Пункт 3.2. Слова «фирма-поставщик» заменить на «поставщик». Слова «на компакт диске» дополнить «или ином носителе».

2 Следующие изменения распространяются на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V, приобретенные и введенные в эксплуатацию после даты введения настоящего изменения:

Титульный лист. Дополнить знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза: 

Часть 1. Второй абзац. Изложить в следующей редакции:

«Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5423 от 01 марта 2017 года с неограниченным сроком действия.

Пункт 2.1. Таблица 1. Диапазоны измерений массовой концентрации этанола изложить в следующей редакции:

«от 0 до 0,500 включ.

св. 0,500 до 0,950».

Пункт 2.1. Таблица 1. Примечание 1. Слова «в рабочих условиях эксплуатации» заменить на «в условиях эксплуатации».

Пункт 2.17. Название. Изложить в следующей редакции:

«Условия эксплуатации».

Пункт 3.1. Таблица 4. Примечание 1. Дополнить словами «Используются мундштуки по ТУ 2291-001-82139963-2015 (исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя патрубками»)».

Пункт 5.2. Изложить в следующей редакции:

«Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V заводской номер **Е** _____ поверен в соответствии с документом МП-242-1524-2013 «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 21 марта 2013 г.,

в _____ и на основании результатов первичной поверки признан организацией, регистрационный номер аттестата аккредитации _____ соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Дата поверки _____

Дата очередной поверки не позднее _____

Поверитель _____

подпись

инициалы, фамилия

Знак поверки».